

Prechod zo systému Dexcom G6 na **Dexcom G7**



Reálna veľkosť



Reálna veľkosť

SPRIEVODCA PRECHODOM

Prechod na nový systém môže priniesť otázky. Preto sme vytvorili tohto sprievodcu, ktorý vám pomôže zorientovať sa v systéme Dexcom G7. Dexcom G7 je náš dosiaľ najpokročilejší systém kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM), ktorý bol navrhnutý s novými vylepšeniami inšpirovanými vašou spätnou väzbou. Vďaka senzoru, ktorý je o 60 % menší, je diskretnejší, presnejší a ľahšie sa používa, takže liečba cukrovky je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým.^{1,2}

JEDNODUCHÉ SPUSTENIE A POUŽÍVANIE



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE

Senzora vysielач typu „všetko v jednom“ so sprievodcom a vzdelávacími radami



30-MINÚTOVÉ ZAHRIATIE

Najrýchlejší čas zahriatia spomedzi všetkých značiek systémov CGM, s 12-hodinovou dodatočnou dobou na výmenu senzora³



APLIKÁCIA NA JEDNO STLAČENIE

92 % opýtaných používateľov Dexcom G7 považuje jeho používanie za pomerne jednoduché alebo veľmi jednoduché.⁴

PRESNÉ^{1,2} A PRIPOJENÉ

Smart zariadenie sa predáva samostatne.⁵



VÝNIMOČNÁ PRESNOSŤ

Naša najpresnejšia technológia CGM pre spoľahlivé liečebné rozhodnutia



BEZPROBLÉMOVÉ PRIPOJENIE

Na rovnakej úrovni ako Dexcom G6 – funguje s poprednými partnermi v oblasti inzulínových púmp, pier a zdravotných aplikácií



VYLEPŠENÁ TECHNOLÓGIA BLUETOOTH

Senzor Dexcom G7 má dosah technológie Bluetooth až do vzdialenosti 10 metrov, čím zabezpečuje silné a spoľahlivé pripojenie k vášmu smartfónu⁶

PRISPÔSOBENÉ VAŠIM POTREBÁM



NOVÉ MOŽNOSTI UPOZORNENÍ

Nastaviteľné upozornenia a nové možnosti pre väčšiu flexibilitu, ako napríklad odloženie upozornenia na prvú vysokú hodnotu a tichý režim



NASTAVITEĽNÉ MOŽNOSTI ZOBRAZENIA

Zobrazenie hodnôt glukózy v troch zariadeniach – v smartfóne, na prijímači a na smart hodinách

Váš senzor môže poslať údaje priamo do hodiniek Apple cez Bluetooth (nie je potrebný telefón).³



VODOTESNÉ

Prispôsobí sa vášmu životnému štýlu vďaka jedinečnému vodotesnému senzoru⁷

VYKONAJTE JEDNODUCHÝ PRECHOD Z DEXCOM G6 NA DEXCOM G7 UŽ TERAZ

AKO NASTAVIŤ ZARIADENIE DEXCOM G7



Ak používate smartfón, začnite tu

1. Skontrolujte kompatibilitu svojho smart zariadenia na stránke dexcom.com/compatibility.
2. Stiahnite si aplikáciu Dexcom G7 z App Store alebo Google Obchodu Play.
3. Prihláste sa pomocou svojho existujúceho účtu a postupujte podľa pokynov na nastavenie aplikácie.



Ak používate prijímač, začnite tu

1. Uistite sa, že používate prijímač Dexcom G7.
2. Priložte senzor. Súčasťou balenia je aj voliteľná kryciaplast, ktorá počas nosenia pomáha senzoru zostať na mieste.
3. Získajte svoje hodnoty po rýchlom 30-minútovom zahratí.

RADY PRI PRECHODE

Môžem sa stále pripojiť k svojej súčasnej inzulinovej pumpke?

Dexcom G7 je integrovaný s najnovšími inzulinovými pumpami, perami a zdravotnými aplikáciami. Najaktuálnejšie informácie o kompatibilitě a pokyny na párovanie nájdete na webovej stránke výrobcu zariadenia. Konkrétne kroky sa môžu líšiť v závislosti od typu inzulinovej pumpy, pera alebo iného pripojeného zariadenia.

Môžem používať prijímač Dexcom G6 so systémom Dexcom G7?

Nie, súčasti Dexcom G6 nie sú kompatibilné so systémom Dexcom G7.

Súmôj telefón alebo smart hodinky kompatibilné so systémom Dexcom G7?

Na stránke dexcom.com/compatibility zistíte, či je vaše zariadenie Apple alebo Android kompatibilné.

Musíme vytvoriť nový účet služby Dexcom Clarity alebo Dexcom Follow?

Nie, ak prechádzate z Dexcom G6, nepotrebuje nový účet. Jednoducho použijete svoje súčasné používateľské meno a heslo vo všetkých aplikáciách Dexcom. Vaši sledovatelia budú tiež automaticky synchronizovaní.

TERAZ S ĎALŠÍMI FUNKCIAMI, KTORÉ SI ZAMILUJETE



DISKRÉTNOSŤ VĎAKA TICHÉMU REŽIMU

Upravte si upozornenia podľa svojho životného štýlu – ideálne pre chvíle, keď sa potrebujete sústrediť bez vyrušovania



PERSONALIZÁCIA S ODLOŽENÍM UPOZORNENIA NA PRVÚ VYSOKÚ HODNOTU

Vyladte si prvé upozornenie na vysokú hladinu glukózy podľa svojich potrieb, aby ste mali menej rušivých momentov a reaktívnej hypoglykémie

	Dexcom G6	Dexcom G7
SENZOR		
Senzora vysielateľ v jednom	—	✓
Zahratie	2 hodiny	30 minút
12-hodinová dodatočná doba na výmenu senzora	—	✓
Výkonnosť vo vode	Vodeodolný	Vodotesný ¹
Rýchle pripojenie cez Bluetooth	—	✓
VLASTNOSTI PRODUKTU		
Prispôsobenie zvuku a hlasitosti	✓	✓
Upozornenia na vysoké a nízke hodnoty	✓	✓
Naliehavé upozornenie na zníženie hladiny	✓	✓
Odložené upozornenie na prvé vysoké hodnoty	—	✓
Tichý režim	—	✓
Plán upozornení	✓	✓
KOMPATIBILITA		
Režim pre štandardné smart hodinky	✓	✓
Režim Direct to Watch (priamo do hodínok) ²	—	✓
Plynulá integrácia s výberom inzulinových pŕp, pier a partnerských zdravotníckych zariadení	✓	✓

Radi vám pomôžeme pri prechode.

Viac informácií nájdete na www.dexcom.com/sk-SK.

Systém kontinuálneho monitorovania glykémie Dexcom G6 (označovaný taktiež ako Dexcom G6), ktorého súčasťou sú senzor, vysielateľ, voliteľný prijímač, aplikácia Dexcom G6 s funkciou Dexcom Share a aplikácia Dexcom Follow, je zdravotnícka pomôcka určená na kontinuálne meranie glukózy v intersticiálnej tekutine. Systém kontinuálneho monitorovania hladiny glukózy Dexcom G7 (označovaný taktiež ako Dexcom G7), ktorého súčasťou sú senzor so zabudovaným vysielateľom, voliteľný prijímač, aplikácia Dexcom G7 s funkciou Dexcom Share a aplikácia Dexcom Follow, je zdravotnícka pomôcka určená na kontinuálne meranie glukózy v intersticiálnej tekutine. Pozorne si prečítajte návody na použitie a informácie o ich bezpečnom používaní a oboznámte sa s možnými rizikami pri používaní týchto zdravotníckych pomôcok v súlade s ich určením. Zdravotnícku pomôcku používajte iba v súlade s užívateľskou príručkou. Ak výstrahy a

¹Vporovnanie s predchádzajúcou generáciou Dexcom G6. ²Vporovnanie s inými značkami CGM. ³Na základe prieskumu v Spojenom kráľovstve medzi používateľmi Dexcom G7 N=231. ⁴Smart zariadenia sa predávajú samostatne.

Kompatibilný smartfón je potrebný na spárovanie nového senzora Dexcom G7 s kompatibilnými hodinkami Apple Watch. Ak chcete používať funkciu Zdieľať/Sledovať smartfón sa musí nachádzať vo vzdialenosti do 6 metrov.

⁵Senzor Dexcom G7 je vodotesný a môže byť ponorený do hĺbky 2,5 metra až na 24 hodín.

1Garg SKa kolektív. Diabetes Technol Ther. 2022;24(6):373-380. 2Laffel LM a kolektív. J Diabetes Sci Technol. 2023;17(4):962-967. 3Používateľská príručka Dexcom G7. 4 Dexcom, interné údaje, 2024. 5 Používateľské príručky FreeStyle Libre a Medtronic.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Stelo a všetky súvisiace logá a dizajnové značky sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Dexcom, Inc. v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. ©2025 Dexcom, Inc. Všetky práva vyhradené. MAT-11849 SK