

Co je třeba vědět a přichystat před samotnou aktualizací

1. Aktualizace pumpy je **nevratný proces**, není možné se vrátit k předcházející verzi softwaru (podobně jako u aktualizace OS v mobilním telefonu).
2. Pokud aktuálně používáte pumpu t:slim X2 ve spojení s CGM Dexcom G5 Mobile, po aktualizaci již pumpa nebude s tímto systémem kompatibilní. Nově bude kompatibilní s CGM Dexcom G6.
3. Pro případ, kdyby aktualizace pumpy nebyla úspěšně dokončena, mějte připravené náhradní řešení dodávání inzulínu (náhradní pumpa, inzulínové pero, inzulín).
4. Před započítím aktualizace odpojte pumpu od infuzního setu a vyjměte zásobník.
5. Během aktualizace neodpojujte pumpu od počítače. Pumpu můžete odpojit až v okamžiku, kdy vám TDU oznámí, že aktualizace proběhla úspěšně.
6. Po aktualizaci a restartu pumpy je třeba obnovit relaci CGM.
7. Před zahájením procesu aktualizace se ujistěte, že:
 - Máte své jedinečné identifikační číslo aktualizace.
 - Identifikační číslo aktualizace byste měli obdržet. Pokud nemůžete najít své identifikační číslo aktualizace, obraťte se na zákaznickou technickou podporu.
 - Máte k dispozici počítač s nepřerušným připojením k internetu. Během aktualizace musíte zůstat připojeni k internetu. Je-li to možné, doporučuje se kabelové (ethernetové) připojení.
 - Nabijete baterii inzulínové pumpy Tandem pomocí dodaného USB kabelu. Aby mohla být aktualizace zahájena, musí být baterie pumpy nabitá alespoň na 20 %. K provedení aktualizace budete potřebovat USB kabel Tandem dodaný s pumpou.
 - Máte zajištěný náhradní způsob dodávání inzulínu v případě neúspěšné aktualizace.